

1



Speciální piktogram v rohu přepravní krabice označuje, kde je lepenka spojena. Zároveň je to nejlepší místo k odtržení boku.

2



Na vyznačeném místě oddělte lepené strany krabice.

3



Odtržením přední stěny krabice umožňuje dávkovač uchopit a vyjmout.

4



Dávkovač lze umístit na polici a skladovat v příslušném prostoru. To poskytuje další ochranu před vnějšími nečistotami, dokud nebudou skladované produkty použity na operačním sále.

5



Balení s čárovým kódem EAN 128 usnadňuje celý logistický proces, umožňuje lepší správu skladu a díky přednímu štítku snadnou identifikaci obsahu.

6



Dávkovač je víceúčelový obal se speciální chlopní a dávkovacím otvorem. Lze jej otevřít pomocí rukojeti, abyste mohli snadno a rychle vyjmout požadovaný sterilní produkt z obalu.

7

