- zhotovené z bavlněné gázy a netkané textilie, z níž je zhotovena absorpční část obvazu
- kombinace gázy a netkané textilie zvyšuje absorpční kapacitu výrobku
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

Použití:

- pro absorpci tekutin z ran pacienta v sálových i ambulantních podmínkách

Druhy:

- sterilní a nesterilní


Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti: 10 cm x 20 cm (složený), 9 cm x 9 cm (šitý)
- 10 cm x 20 cm sterilní: balení po 1 ks, po 2 ks, po 4 ks
- 9 cm x 9 cm sterilní: balení po 1 ks
- 10 cm x 20 cm nesterilní: balení po 50 ks

POZNÁMKA: Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.







MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026