Samodržící elastická obinadla Matofix COHESIVE



Samodržící fixační obinadlo s 90% pružností. Neobsahuje latex!
Jednotlivé vrstvy k sobě přilnou, není tedy nutno použít svorky.
Obinadlo se ideálně přizpůsobuje tvaru těla, nesklouzává. Nepřilepuje se k vlasům, pokožce nebo oděvu.
Jednorázové.

Použití:

- obinadlo pro fixaci obvazů, zejména na zaoblených částech těla

Druhy:

- nesterilní
- sterilní

Rozměry a balení:

- nesterilní 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm a v délce 4 m – délka měřena v nataženém stavu





MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026