Elastické prubany Codofix®

Slouží pro fixaci obvazů na těle – nahrazují tradiční obinadla, obzvláště na místech, kde by bylo použití tradičních obinadel nepohodlné nebo obtížné, jako jsou pánev nebo rozkrok.
Dodávají se v podobě rukávu, což usnadňuje jejich nasazení – není nutná znalost obvazové techniky.
8 různých velikostí – obvod každé z nich je přizpůsoben konkrétní části těla.
Při správném výběru dokonale sedí.
Rychlé nasazování, což je důležité zejména při převazech u dětí.
Ideální pro domácí použití – nezapomínejme, že nesprávné použití obinadel může omezovat krevní oběh – jednovrstvá konstrukce prubanu a 8 různých velikostí toto riziko minimalizují.



Použití:

- pro fixaci obvazů na obtížně dostupných částech těla, jako je pánev nebo perineum
- k obvazování chirurgických ran na břiše, hrudníku a hlavě
- jako podpůrný obvaz na popáleninách
- v dětské chirurgii





Druhy:

- nesterilní

Rozměry a balení:

- 1 prst
- 2 dlaň, prst
- 3 dlaň, chodidlo
- 4 bérec, koleno, paže, chodidlo, loket
- 6 hlava, paže, bérec, koleno
- 8 stehno, hlava, pánev
- 10 pánev, břicho
- 14 hrudník, břicho, pánev
- dostupné v délkách: 1 m a 10 m (respektive: 2,5 m a 25 m při natažení)
- balení po 1 ks

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026