Oční krytí Absorba

- vnější vrstva zhotovená z bavlněné gázy bělené bez použití chloru
- vnitřní vrstvu představuje absorpční vložka v podobě výstřižku bavlněné vaty
- měkké, s vysokou absorpční schopností
- okraje gázy jsou založeny dovnitř, netřepí se
- homogenní struktura absorpční vložky zaručuje rovnoměrnou kompresi oční bulvy

Použití:

- pro použití při oftalmologických zákrocích a po nich

Druhy:

- sterilní

Rozměry a balení:

- dostupné ve velikosti 5 cm x 6 cm
- sterilní: balení po 1 ks



MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026