Košile pro pacienta (tzv. anděl) Matodress

Košile jsou vyrobeny z měkké polypropylénové netkané textilie. Zakončení u krku je řešeno lemovkou, která zároveň slouží k zavazování za krkem. Zepředu je všita tkanička pro zavázání košile v pase. Naše nabídka zahrnuje verzi pro dospělé i pro děti.



Použití:

- oděv pro pacienta na zákrokových sálech/vyšetřovnách

Druhy:

- nesterilní
- barva: námořnická modrá

Rozměry a balení:

- rozměr: univerzální, 54/98, 104/128, 132/146
- nesterilní: baleno ve fóliových sáčcích po 10 ks
- detailní rozměry jednotlivých velikostí





MD

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026