- zhotovené z bavlněné gázy bělené bezchlórovou metodou se šňůrkami
- šňůrky určují tvar tamponády a usnadňují její odstranění z operačního pole
- možnost sterilizace produktu dodaného v nesterilní verzi

Použití:

- pro použití při chirurgických a ambulantních zákrocích pro zastavení krvácení a absorpci velkého množství tekutin

Druhy:

- sterilní
- s 1 nebo 2 šňůrkami

Rozměry a balení:

- dostupné ve velikostech: 2.5 cm x 3 cm, 2 cm x 1.5 cm, 3 cm x 2 cm, 3.5 cm x 2.5 cm, 3 cm x 4 cm, 5 cm x 5 cm
- sterilní: balení po 1 ks

POZNÁMKA: Pro invazivní zákroky používejte pouze odvinutý produkt.







MD

Prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026