Vinylové vyšetřovací rukavice Ambulex VINYL

Pro uživatele s přecitlivělostí na latex.
Rukavice neobsahují přírodní kaučuk.
S ohledem na své složení a vlastnosti jsou doporučovány pro zákroky s nízkým rizikem infekce, při nichž nedochází ke kontaktu s tělními tekutinami, krví a chemickými prostředky.



Ambulex VINYL – vinylové vyšetřovací rukavice, pudrované

- pudrované přírodním kukuřičným škrobem, který izoluje latexovou vrstvu od dlaně
- díky hladkému povrchu rukavic není snížena citlivost hmatu
- univerzální tvar vhodný pro obě ruce

Ambulex VINYL – vinyl examination gloves, powder-free

- nepudrované
- polymerová úprava vnitřní strany usnadňuje nasazování i v případě, že má uživatel vlhké ruce
- díky hladkému povrchu rukavic není snížena citlivost hmatu
- univerzální tvar vhodný pro obě ruce



Použití:

- diagnostické nebo léčebné zákroky

Druhy:

- nesterilní
- pudrované, nepudrované

Rozměry a balení:

- XS, S, M, L, XL v dávkovací krabičce po 100 ks
- pudrované rukavice velikost M jsou baleny v krabičce po 10 ks určených pro použití v domácnosti

MD

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026