Neelastická viskózová obinadla Matovis



Lehké, neelastické fixační obinadlo je určeno pro všestranné použití.
Vysoký uživatelský komfort zajišťuje vysoká prodyšnost a rovně zpracované netřepící se okraje.

Použití:

- obinadlo pro fixaci obvazů
- fixace a podpora hadiček apod.

Druhy:

- sterilní (sterilizované parou) a nesterilní

Rozměry a balení:

- sterilní: 5 cm, 10 cm a 15 cm a v délce 4 m, balení po 1 ks
- sterilní: 10 cm a 15 cm a v délce 4 m, balení po 2 ks
- nesterilní: 5 cm, 10 cm, 15 cm a v délce 4 m, baleno do fólie po 1 ks





MD

Sterilní prostředky jsou certifikovány oznamovacím subjektem TÜV Nord Polska Sp. z o.o. a nesou značku CE s číslem 2274

>>

©Copyright 2026 matopat.cz | Poslední aktualizace: 04.11.2026